

BacterLab Division



MÔI TRƯỜNG TĂNG SINH

BacterTube™ Thioglycollate Broth

Môi trường khuyến nghị để phục hồi các vi sinh vật kỵ khí và vi sinh vật tùy nghi.

Code: 08017



I. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

BacterTube™ Thioglycollate Broth là môi trường đa năng để nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí, vi khuẩn hiếu khí và hiếu khí, và được khuyến nghị là một trong những môi trường để thử nghiệm độ vô trùng của các sản phẩm sinh học.

II. NGUYÊN TẮC

- **BacterTube™ Thioglycollate Broth** với ba thành phần chính góp phần duy trì trạng thái bán kỵ khí của môi trường: natri thioglycolate, Cystine và agar.
- Natri thioglycolate và L-cystine làm giảm thế oxy hóa khử của môi trường bằng cách loại bỏ oxy để duy trì Eh ở mức thấp. Thioglycolate cũng có tác dụng vô hiệu hóa các hợp chất thủy ngân và cũng ngăn ngừa sự tích tụ peroxit có thể gây chết một số vi sinh vật.
- Sự hiện diện của thạch 0,05% giúp duy trì môi trường kỵ khí bằng cách ngăn chặn sự phân tán và thoát ra của CO₂ được tạo ra bởi quá trình trao đổi chất của vi khuẩn và sự khuếch tán oxy từ môi trường,
- Nồng độ oxy ở một mức nhất định được biểu thị bằng thuốc nhuộm nhạy cảm với oxy hóa khử như resazurin, chất này chuyển sang màu hồng khi có oxy.
- Glucose, tryptone, chiết xuất nấm men, L-cystine cung cấp các yếu tố tăng trưởng cần thiết cho sự nhân lên của vi khuẩn..

III. THÀNH PHẦN

Trong 1 lít môi trường (tham khảo)

Tryptone	15,0 g
Yeast extract	5,0 g
Dextrose (Glucose)	5,5 g
Sodium chloride	2,5 g
L-Cystine	0,5 g
Sodium thioglycollate	0.5 g
Nước cất	1000 mL

pH của môi trường hoàn chỉnh ở 25⁰C: 7,3 ± 0.2

**Lưu ý: thành phần này mang tính chất tham khảo ngoài ra công ty chúng tôi sẽ pha chế thành phần theo yêu cầu hoặc theo hồ sơ thầu.*

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cấy vào môi trường theo kỹ thuật vô trùng.
- Sau khi cấy, nước canh cần được ủ ở 35 – 37°C.

V. ĐỌC KẾT QUẢ

Vi sinh vật	Sự phát triển
<i>Candida albicans</i>	Tăng trưởng kết bông
<i>Clostridium</i>	Tăng trưởng và/hoặc khuẩn lạc đục
<i>Peptostreptococcus kỵ khí</i>	Tăng trưởng và/hoặc khuẩn lạc đục
<i>Clostridium perfringens</i>	Tăng trưởng và/hoặc khuẩn lạc đục
<i>Vi khuẩn fragilis</i>	Tăng trưởng và/hoặc khuẩn lạc đục
<i>Bacteroides Vulgatus</i>	Tăng trưởng và/hoặc khuẩn lạc đục
<i>Staphylococcus vàng subsp. Aureus</i>	Tăng trưởng và/hoặc khuẩn lạc đục
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Tăng trưởng và/hoặc khuẩn lạc đục
<i>vi khuẩn luteus</i>	Tăng trưởng và/hoặc khuẩn lạc đục
<i>Phé cầu khuẩn</i>	Tăng trưởng và/hoặc khuẩn lạc đục
<i>Escherichia coli</i>	Tăng trưởng và/hoặc khuẩn lạc đục
<i>Salmonella typhimurium</i>	Tăng trưởng và/hoặc khuẩn lạc đục
<i>Salmonella</i>	Tăng trưởng và/hoặc khuẩn lạc đục

VI. KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

BacterLab kiểm tra chất lượng mỗi lô sản phẩm bằng chủng chuẩn ATCC/ WDCM:

Chủng chuẩn	Điều kiện ủ	Kết quả
<i>Clostridium perfringens</i> ATCC 13124	35 – 37°C trong 24 – 72 giờ	Mọc tốt
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923		Mọc tốt
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853		Mọc tốt
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922		Mọc tốt

VII. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN

- Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
- Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.

VIII. QUY TẮC ĐÓNG GÓI

- Đóng gói: 50 ống/ khay hoặc theo yêu cầu khách hàng.

IX. HẠN SỬ DỤNG

- Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất.

BacterLab is Brand of LABone Scientific Equipment Co.ltd.

Nhà máy: Số 228/13/3 Nguyễn Thị Lăng, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Tp.HCM

Hotline: 0978 782 147 | Email: info@labone.vn | Website: www.labone.vn