



**TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM  
THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM**  
53 - 55 Lê Thị Riêng, Quận 1, TP. HCM  
45 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP. HCM  
ĐT: 028.38395702 - Fax: 028.39250847



## PHIẾU PHÂN TÍCH

*Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu đem gửi.*

Số: 1648 - 1022 / TTKN

- Mẫu phân tích** : Thử nghiệm phát hiện nhanh Urease của Helicobacter pylori  
(Code: TT0122.050), Tube 0,8 ml
- Nơi sản xuất** : Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Labone - 228/13/3 Nguyễn Thị Lăng,  
ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
- Số lô** : 22082901 - **NSX:** 29/08/2022 - **Hạn dùng:** 12 tháng kể từ ngày sản xuất  
**SDK:** Không có
- Người và nơi gửi mẫu** : Hoàng Kim Dũng - Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Labone  
228/13/3 Nguyễn Thị Lăng, ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi,  
TP. Hồ Chí Minh
- Yêu cầu phân tích** : Cảm quan, Độ vô khuẩn, Định tính Urê
- Ngày nhận mẫu** : 20/9/2022 **-Số đăng ký KN** : 1648GK
- Người nhận mẫu** : Nguyễn Thị Thùy Linh **-Người giao mẫu** : Phan Thị Điệp
- Thử theo tài liệu** : Tiêu chuẩn cơ sở
- Thời gian lưu mẫu** : Mẫu không lưu kho
- Thời gian kiểm nghiệm** : 20/09/2022 – 04/10/2022

STT	CHỈ TIÊU	YÊU CẦU	KẾT QUẢ	TÀI LIỆU ÁP DỤNG
1	Tính chất	- Trạng thái: Dạng agar, đồng nhất, không có tạp chất lạ, không có bọt khí trong khối gel - Màu: Màu vàng đến cam	- Trạng thái: Dạng agar, đồng nhất, không có tạp chất lạ, không có bọt khí trong khối gel - Màu: Màu cam	Tiêu chuẩn cơ sở
2	Định tính - Urê	Hóa học	Đúng	Tiêu chuẩn cơ sở
3	Độ vô khuẩn	Phải vô khuẩn	Đạt	Dược điển Việt Nam V

**Phiếu phân tích này chỉ có giá trị bổ túc hồ sơ đăng ký sản phẩm.**

Ngày 07 tháng 10 năm 2022



**Th.S. NGÔ THỊ MINH TÂM**

(a) Chi tiêu chưa được GLP công nhận.

(b) Chi tiêu chưa được Vilas công nhận.

Phiếu phân tích này thay thế cho Phiếu phân tích 1648 – 1022 / TTKN ký ngày 04/10/2022.