

THÔNG TIN KÊ KHAI GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

I. THÔNG TIN CHÍNH

Mã kê khai	KKG-1722-00280
Tên thiết bị y tế	Ống nghiệm lấy máu chân không EDTA K2
Tên thương mại	LabCollect EDTA K2 Vacuum Tube 6mL
Mã GMDN	
Chủng loại	LabCollect EDTA K2 Vacuum Tube 6mL /Code:1010600
Mã sản phẩm	1010600
Hãng, nước chủ sở hữu	Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Labone , Việt Nam
Hãng, nước sản xuất	Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Labone , Việt Nam
Đơn vị tính	Ống
Quy cách đóng gói	100 Ống/ khay
Cấu hình, tính năng kỹ thuật, dịch vụ kèm theo	Dung dịch chất chống đông: EDTA K2 dạng phun sương trên thành tube. - Lượng chất chống đông: 12mg. - Thể tích lấy máu chân không: 6mL. - Kích thước ống: Đường kính ngoài 13 (±2mm); Chiều dài tube 100 (±2mm) - Chất liệu tube: PET, chống sốc, trong suốt, tránh va chạm trong quá trình vận chuyển, lấy máu và xét nghiệm. - Nắp tube gồm 2 thành phần: phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và để cắm kim trong quá trình lấy máu, phần nắp bằng nhựa PE. - tube đã được tiệt trùng. - Đóng gói: hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xúc hóa chất. - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE.
Giá bán tối đa(Đã bao gồm chiết khấu, giảm giá, VAT)	4.865
Hiệu lực giá kê khai	21/12/2022 - 22/12/2023

II. THÔNG TIN KHÁC

Giá linh kiện phụ kiện	
Chi phí bảo hành bảo dưỡng bảo trì	10/02/2023 06:09:47
Chi phí đào tạo	
Chi phí khác	

III. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP KÊ KHAI GIÁ

Doanh nghiệp kê khai giá	Công ty TNHH Thiết bị Khoa học LABone
Thông tin liên hệ	02862602798



10/02/2023 06:09:47