




TỦ ẤM LẮC KingShak_Incu Elite

- ✓ Thao tác sử dụng đơn giản mà hiệu quả
- ✓ Tiện dụng có thể di chuyển linh động và vệ sinh 1 cách dễ dàng
- ✓ Giao diện thân thiện với người dùng
- ✓ Bảo hành 03 năm

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

- KingShak_Incu Elite là một trong những thiết bị chính cho ứng dụng nuôi cấy vi sinh trong y tế, dược phẩm, thực phẩm và nghiên cứu sinh học, y học.
- KingShak_Incu Elite là thiết bị được sử dụng nhằm mục đích lắc trộn trong điều kiện môi trường từ nhiệt độ phòng + 5°C đến 60°C
- Mâm lắc được thiết kế với nhiều tùy chọn phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng.

CẤU TẠO



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	KingShak_Incu Elite
Kích thước tổng thể (DxRxC)	Dài 520 x Sâu 652 x Cao 485 mm
Kích thước mâm lắc (DxRxC)	Dài 450 x Rộng 370 x Cao 26 mm
Tốc độ	5 đến 300rpm
Bước tăng tốc độ	1rpm
Biên độ lắc	19mm
Độ ổn định tốc độ	±1rpm
Thời gian lắc	Lên đến 99 giờ 59 phút
Tải trọng tối đa	10kg
Điều chỉnh nhiệt độ	từ nhiệt độ phòng tới 60°C
Bước điều chỉnh nhiệt độ	1°C
Độ chính xác nhiệt độ	< ±0.5°C
Độ ổn định nhiệt độ	±0.1°C tại 37°C
Thời gian làm nóng nhanh	5°C/Phút
Nguồn điện	220/240 50hz
Công suất tối đa	55W
Động cơ	Xuất xứ Đức
Màn hình cảm ứng	✓
Sản xuất tại Việt Nam	✓
Bảo Hành 03 Năm	✓

PHỤ KIỆN

Sản phẩm	Mã đặt hàng	Mô tả
Kẹp bình 500mL	KingErlenClamp.500	Giá đỡ bằng thép không gỉ (SUS 304) cho bình tam giác 500mL
Kẹp bình 1000mL	KingErlenClamp.100	Giá đỡ bằng thép không gỉ (SUS 304) cho bình tam giác 1000mL
Kẹp khay 96 giếng	King96-wellClamp	Kẹp khay bằng thép không gỉ (SUS 304) cho khay 96 giếng
Khay kẹp ống eppendorf	KingEppendorfClamp	Chất liệu thép không gỉ (Inox 304) có thể sử dụng được cho tất cả các loại ống tùy yêu cầu của khách hàng. Số lượng ống có thể điều chỉnh theo yêu cầu
Phụ kiện mâm lắc (Tùy chọn)		
03 bình tam giác 500mL, 03 khay 96 giếng	KingPlate.03.03.00	Loại mâm thiết kế để lắc 03 bình tam giác loại 500mL và 03 đĩa 96 giếng
03 bình tam giác 1000mL, 02 khay 96 giếng	KingPlate.03.02.00	Loại mâm thiết kế để lắc 03 bình tam giác loại 1000mL và 02 khay 96 giếng
06 bình tam giác 500mL	KingPlate.06.00.00	Loại mâm thiết kế để lắc 06 bình tam giác 500mL
04 bình tam giác 1000mL	KingPlate.04.00.00	Loại mâm thiết kế để lắc 04 bình tam giác 1000mL
06 khay 96 giếng	KingPlate.00.00.60	Loại mâm thiết kế để lắc 06 khay 96 giếng
Phụ kiện mâm lắc chai duran (Tùy chọn)		
02 bình duran 1000mL	KingPlateDuran.02.1000	Loại mâm thiết kế để lắc 02 bình duran loại 1000mL
03 bình duran 500mL	KingPlateDuran.03.500	Loại mâm thiết kế để lắc 03 bình duran loại 500mL