






KIỂM SOÁT BỀ MẶT MÔI TRƯỜNG VÀ THIẾT BỊ TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM VÀ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM

- Giám sát vệ sinh trong ngành thực phẩm và đóng vai trò cực kỳ cần thiết cho kiểm soát chất lượng sản phẩm ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Kiểm tra bề mặt đòi hỏi sự nghiêm ngặt từ quy trình đến kỹ thuật.
- Đến thời điểm hiện tại, sử dụng que bông là một trong những phương pháp cổ điển và được sử dụng rộng rãi nhất để kiểm tra vi sinh vật trên bề mặt. Bộ sản phẩm bao gồm tấm che và bộ truyền thông được cung cấp cùng nhau cho nhu cầu của khách hàng để thu thập mẫu bề mặt hoặc làm mẫu vi sinh vật. Việc thu thập mẫu chỉ mất vài phút và kết quả kiểm tra định lượng và phát triển vi sinh vật.
- LabCollect đã cho ra đời dòng sản phẩm SwabCollect™ que tăm bông lấy mẫu với nhiều loại môi trường... cùng mục tiêu rút ngắn thời gian lấy mẫu kiểm tra, tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng quy trình.

No	SẢN PHẨM	THỂ TÍCH	KÍCH THƯỚC	MÃ ĐẶT HÀNG	QUE LẤY MẪU	VẬT LIỆU	ĐÓNG GÓI	MÔ TẢ
1	SwabCollect™ Neutralizing Buffer CODE: SC0122	1 mL	16x100	SC0122.001.P	Que lấy mẫu kèm theo hoặc que nằm trong ống	PP	100 ống/khay	Đệm trung hòa vô hiệu hóa tác dụng diệt khuẩn và kim khuẩn của clo và chất tẩy rửa amoni bậc bốn.
		1 mL	16x125	SC0122.001.G	Que lấy mẫu kèm theo	Thủy tinh		
		4 mL	16x100	SC0122.004.P	Que lấy mẫu kèm theo hoặc que nằm trong ống	PP		
		4 mL	16x125	SC0122.004.G	Que lấy mẫu kèm theo	Thủy tinh		
		10 mL	16x100	SC0122.010.P	Que lấy mẫu kèm theo hoặc que nằm trong ống	PP		
		10 mL	16x125	SC0122.010.G	Que lấy mẫu kèm theo	Thủy tinh		
2	SwabCollect™ Buffered Peptone Water CODE: SC0222	1 mL	16x100	SC0222.001.P	Que lấy mẫu kèm theo hoặc que nằm trong ống	PP	100 ống/khay	Buffered Peptone Water (BPW) môi trường tiên tăng sinh sơ bộ <i>Salmonella</i> spp. và <i>CroNobacter sakazakii</i> từ nguồn thực phẩm qua xử lý.
		1 mL	16x125	SC0222.001.G	Que lấy mẫu kèm theo	Glass		
		4 mL	16x100	SC0222.004.P	Que lấy mẫu kèm theo hoặc que nằm trong ống	PP		
		4 mL	16x125	SC0222.004.G	Que lấy mẫu kèm theo	Glass		
		10 mL	16x100	SC0222.010.P	Que lấy mẫu kèm theo hoặc que nằm trong ống	PP		
		10 mL	16x125	SC0222.010.G	Que lấy mẫu kèm theo	Glass		



No	SẢN PHẨM	THỂ TÍCH	KÍCH THƯỚC	MÃ ĐẶT HÀNG	QUE LẤY MẪU	VẬT LIỆU	ĐÓNG GÓI	MÔ TẢ
3	SwabCollect™ Butterfield's Solution CODE: SC0322	1 mL	16x100	SC0322.001.P	Que lấy mẫu kèm theo hoặc que nằm trong ống	PP	50 ống/khay	Dung dịch sử dụng để pha loãng và đếm vi sinh vật trong nước, thực phẩm, sữa và dược phẩm
		1 mL	16x125	SC0322.001.G	Que lấy mẫu kèm theo	Thủy tinh		
		4 mL	16x100	SC0322.004.P	Que lấy mẫu kèm theo hoặc que nằm trong ống	PP		
		4 mL	16x125	SC0322.004.G	Que lấy mẫu kèm theo	Thủy tinh		
		10 mL	16x100	SC0322.010.P	Que lấy mẫu kèm theo hoặc que nằm trong ống	PP		
		10 mL	16x125	SC0322.010.G	Que lấy mẫu kèm theo	Thủy tinh		
								
4	SwabCollect™ Lethen Broth CODE: SC0422	1ml	16x100	SC0422.001.P	Que lấy mẫu kèm theo hoặc que nằm trong ống	PP	50 ống/khay	Dung dịch giúp trung hòa các chất khử trùng bề mặt, clo hoặc florua, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường mà vi khuẩn có thể phát triển.
		1ml	16x125	SC0422.001.G	Que lấy mẫu kèm theo	Thủy tinh		
		4ml	16x100	SC0422.004.P	Que lấy mẫu kèm theo hoặc que nằm trong ống	PP		
		4ml	16x125	SC0422.004.G	Que lấy mẫu kèm theo	Thủy tinh		
		10 mL	16x100	SC0422.010.P	Que lấy mẫu kèm theo hoặc que nằm trong ống	PP		
		10 mL	16x125	SC0422.010.G	Que lấy mẫu kèm theo	Thủy tinh		
								
5	SwabCollect™ Half-Fraiser Broth CODE: SC0522	2mL	16x100	SC0522.002.P	Que lấy mẫu kèm theo hoặc que nằm trong ống	PP	50 ống/khay	Canh thang được sử dụng để tăng sinh chọn lọc thứ cấp <i>Listeria monocytogenes</i> và <i>Listeria</i> khác trong các sản phẩm thực phẩm.
		2mL	16x125	SC0522.002.G	Que lấy mẫu kèm theo	Thủy tinh		
								
6	SwabCollect™ NaCl 0.9% CODE: SC0622	1 mL	16x100	SC0622.001.P	Que lấy mẫu kèm theo hoặc que nằm trong ống	PP	50 ống/khay	NaCl 0.9% được dùng để lấy và pha loãng mẫu.
		1 mL	16x125	SC0622.001.G	Que lấy mẫu kèm theo	Thủy tinh		
		4 mL	16x100	SC0622.004.P	Que lấy mẫu kèm theo hoặc que nằm trong ống	PP		
		4 mL	16x125	SC0622.004.G	Que lấy mẫu kèm theo	Thủy tinh		
		10 mL	16x100	SC0622.010.P	Que lấy mẫu kèm theo hoặc que nằm trong ống	PP		
		10 mL	16x125	SC0622.010.G	Que lấy mẫu kèm theo	Thủy tinh		
								
7	SwabCollect™ Alkaline Saline Peptone Water CODE: SC0722	1 mL	16x100	SC0722.001.P	Que lấy mẫu kèm theo hoặc que nằm trong ống	PP	50 ống/khay	Alkaline Saline Peptone Water là môi trường tiên tăng sinh trong kiểm tra vệ sinh và bề mặt trong F&B.
		1 mL	16x125	SC0722.001.G	Que lấy mẫu kèm theo	Thủy tinh		
		4 mL	16x100	SC0722.004.P	Que lấy mẫu kèm theo hoặc que nằm trong ống	PP		
		4 mL	16x125	SC0722.004.G	Que lấy mẫu kèm theo	Thủy tinh		
		10 mL	16x100	SC0722.010.P	Que lấy mẫu kèm theo hoặc que nằm trong ống	PP		
		10 mL	16x125	SC0722.010.G	Que lấy mẫu kèm theo	Thủy tinh		
								

● LABone Scientific Co.ltd.,

Nhà máy: 228/13/3 Nguyễn Thị Lăng, Tân Phú Trung, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.6260 2798 – Hotline: 0978 782 147
Email: info@labone.vn

LabCollect là thương hiệu của LABone



www.labone.vn