



[www.labone.vn](http://www.labone.vn)



# CATALOGUE

## THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM



## Mục lục

<b>Chuẩn bị &amp; Xử lý mẫu</b>	Trang 02
Máy dập mẫu vi sinh	Trang 02
Máy pha loãng theo trọng lượng	Trang 03
Máy phân phối chất lỏng tự động	Trang 03
Bơm phân phối môi trường	Trang 04
<b>Ủ ấm &amp; Lưu trữ</b>	Trang 05
Tủ ấm CO2	Trang 05
<b>An toàn &amp; Ngăn chặn xâm nhập</b>	Trang 06
Tủ sạch/ Tủ cấy vi sinh	Trang 06
Tủ thao tác PCR	Trang 08
Tủ an toàn sinh học, Cấp I	Trang 08
Tủ an toàn sinh học, Cấp II	Trang 09
Tủ hút khí độc	Trang 13
Tủ cân mẫu bột	Trang 16

## Giới thiệu





Tại LABone, chúng tôi cam kết cung cấp các thiết bị phòng thí nghiệm tiên tiến đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất về độ chính xác, an toàn và độ tin cậy. Danh mục sản phẩm toàn diện của chúng tôi được thiết kế để hỗ trợ các ứng dụng đa dạng trong vi sinh, hóa phân tích, công nghệ sinh học, dược phẩm và phòng sạch.

Bằng cách kết hợp kỹ thuật đổi mới, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của phòng thí nghiệm, chúng tôi mang đến các giải pháp giúp nâng cao năng suất, bảo vệ người dùng và mẫu thử, đồng thời đảm bảo kết quả chính xác. Từ tủ an toàn sinh học và tủ cấy vi sinh đến tủ ấm chính xác và hệ thống chuẩn bị mẫu tự động, mỗi sản phẩm của LABone đều được chế tạo để hoạt động trong những môi trường đòi hỏi khắt khe nhất.

Với sự tận tâm đối với chất lượng và sự hài lòng của khách hàng, LABone trở thành đối tác đáng tin cậy cho các phòng thí nghiệm đang tìm kiếm thiết bị mang lại giá trị lâu dài và hiệu suất vượt trội.

## ▶ CHUẨN BỊ & XỬ LÝ MẪU

Chuẩn bị mẫu hiệu quả và chính xác là yếu tố cần thiết để có được kết quả phòng thí nghiệm đáng tin cậy. LABone cung cấp nhiều loại thiết bị hiệu suất cao, bao gồm máy dập mẫu vi sinh, máy pha loãng theo trọng lượng, máy phân phối chất lỏng tự động và bơm phân phối môi trường. Được thiết kế để dễ dàng sử dụng và duy trì hiệu suất ổn định, các giải pháp của chúng tôi giúp phòng thí nghiệm tối ưu quy trình làm việc, tiết kiệm thời gian và đảm bảo độ chính xác trong từng bước.



## Máy Dập Mẫu Vi Sinh

Máy dập mẫu vi sinh mạnh mẽ, được thiết kế để trộn và đồng nhất mẫu vi sinh vật một cách nhanh chóng và tiện lợi. Với khả năng hoạt động hiệu quả, sản phẩm mang lại kết quả chính xác trong quá trình chuẩn bị mẫu, đáp ứng mọi nhu cầu của ngành công nghiệp sinh học và y tế.

### Máy Dập Mẫu Vi Sinh

#### ▶ Model KingBlender 400

- ✓ Thiết kế nhỏ gọn.
- ✓ Thể tích dập mẫu 50 – 400 mL.
- ✓ Trang bị: cửa mở 270°, khay chống tràn, cảm biến rò rỉ chất lỏng.
- ✓ Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình cảm ứng.
- ✓ Tích hợp IoT để theo dõi trên ứng dụng điện thoại.



## Máy Pha Loãng Theo Trọng Lượng

Máy pha loãng theo trọng lượng là thiết bị tự động pha loãng mẫu một cách nhanh chóng và chính xác, dựa trên nguyên tắc pha loãng theo trọng lượng.



### Máy Pha Loãng Theo Trọng Lượng

#### ► Model KingGraviDilu

- ✓ Đầu bơm Watson Marlow mạnh mẽ, bền bỉ
- ✓ Cánh tay robot tự động hoá thao tác
- ✓ Bàn cân có độ chính xác cao
- ✓ Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình cảm ứng
- ✓ Tích hợp máy quét barcode, máy in để quản lý dữ liệu
- ✓ Tích hợp IoT để theo dõi trên ứng dụng điện thoại

## Máy Phân Phối Chất Lỏng Tự Động

Máy phân phối chất lỏng tự động là giải pháp chuyên nghiệp cho phòng thí nghiệm, cho phép phân phối nhanh chóng và chính xác nhiều mẫu theo thể tích cài đặt, tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm nguy cơ nhiễm bẩn và sai sót, đảm bảo vô trùng và chính xác.



### Máy Phân Phối Chất Lỏng Tự Động

#### ► Model KingTubeAuto-B


- ✓ Đầu bơm Watson Marlow mạnh mẽ, bền bỉ
- ✓ khay chống tràn chất lỏng
- ✓ Nút dừng khẩn cấp đảm bảo an toàn
- ✓ Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình cảm ứng



## Máy Phân Phối Chất Lỏng Tự Động

### ► Model KingTubeAuto-M

- ✓ Đầu bơm Watson Marlow mạnh mẽ, bền bỉ
- ✓ Khay chống tràn chất lỏng
- ✓ Nút dừng khẩn cấp đảm bảo an toàn
- ✓ Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình cảm ứng



## Máy Phân Phối Chất Lỏng Tự Động

### ► Model KingTubeAuto-H

- ✓ Đầu bơm Watson Marlow mạnh mẽ, bền bỉ
- ✓ Khay chống tràn chất lỏng
- ✓ Nút dừng khẩn cấp đảm bảo an toàn
- ✓ Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình cảm ứng

## Bơm Phân Phối Môi Trường

Bơm phân phối môi trường là một thiết bị bơm nhu động có độ chính xác cao, hỗ trợ phân phối các loại chất lỏng một cách nhanh chóng và hiệu quả, là một công cụ lý tưởng cho các phòng thí nghiệm và cơ sở nghiên cứu, sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm.

## Bơm Phân Phối Môi Trường

### ► Model KingPump1

- ✓ Đầu bơm Watson Marlow mạnh mẽ, bền bỉ
- ✓ Tích hợp súng bơm cầm tay
- ✓ Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình cảm ứng
- ✓ Tích hợp máy quét barcode, máy in để quản lý dữ liệu
- ✓ Tích hợp IoT để theo dõi trên ứng dụng điện thoại



## Bơm Phân Phối Môi Trường

### ► Model KingPump2

- ✓ Tích hợp 02 đầu bơm Watson Marlow mạnh mẽ, bền bỉ
- ✓ Tích hợp súng bơm cầm tay
- ✓ Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình cảm ứng
- ✓ Tích hợp máy quét barcode, máy in để quản lý dữ liệu
- ✓ Tích hợp IoT để theo dõi trên ứng dụng điện thoại



## ► Ủ ẤM & LƯU TRỮ

Ủ ấm chính xác và lưu trữ đáng tin cậy là yếu tố then chốt để duy trì tính toàn vẹn của mẫu. LABone cung cấp các tủ ấm CO<sub>2</sub> tiên tiến được thiết kế để đảm bảo điều kiện ổn định cho nuôi cấy tế bào, vi sinh, và các ứng dụng phân tích. Giải pháp của chúng tôi mang lại hiệu suất ổn định và tiết kiệm năng lượng.

## Tủ Ấm CO<sub>2</sub>

Tủ ấm CO<sub>2</sub> là một giải pháp tiên tiến, mang đến môi trường kiểm soát CO<sub>2</sub> cao cấp, hoàn hảo cho việc nuôi cấy và phát triển các tế bào, vi sinh, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng như nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất dược phẩm

## Tủ Ấm CO<sub>2</sub>

### ► CO<sub>2</sub> Incubator

- ✓ Công nghệ IR đo CO<sub>2</sub> hiện đại, chính xác
- ✓ Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình cảm ứng
- ✓ Kết nối USB để trích xuất dữ liệu
- ✓ Tích hợp IoT để theo dõi trên ứng dụng điện thoại

### ► Model

AIC2 186



## ▶ AN TOÀN VÀ NGĂN CHẶN XÂM NHẬP

Trong môi trường phòng thí nghiệm, an toàn và kiểm soát ngăn chặn ô nhiễm là yếu tố then chốt để bảo vệ nhân viên, mẫu thử và môi trường xung quanh. LABone cung cấp đầy đủ các thiết bị an toàn tiên tiến, bao gồm tủ an toàn sinh học, tủ PCR, tủ hút khí độc, tủ cấy vi sinh và tủ cân mẫu bột.

Các giải pháp an toàn của chúng tôi không chỉ được thiết kế để bảo vệ mà còn mang lại sự thoải mái và hiệu quả vận hành. Những tính năng như thiết kế công thái học, kiểm soát luồng khí tiên tiến và hệ thống lọc hiệu suất cao đảm bảo một môi trường làm việc an toàn mà không ảnh hưởng đến năng suất. Với LABone, các phòng thí nghiệm có thể tự tin thực hiện các quy trình nhạy cảm, đảm bảo cả người thao tác và tính toàn vẹn của công việc đều được bảo vệ.

## Tủ sạch/ Tủ cấy vi sinh

Tủ sạch/ tủ cấy vi sinh là một sản phẩm thiết bị hiện đại được thiết kế để tạo ra môi trường làm việc sạch và không nhiễm bẩn, thích hợp cho các ứng dụng trong lĩnh vực y tế, nghiên cứu, sản xuất và các ngành công nghiệp khác,



### Tủ sạch/ Tủ cấy vi sinh

#### ▶ Tủ Sạch Với Dòng Khí Thẳng Đứng

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch.
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: IEST, ISO 14644.
- ✓ Động cơ AC hoặc DC
- ✓ Bảo hành : 03 năm.

#### ▶ Tủ Sạch Với Dòng Khí Thẳng Đứng | Model

AC motor	DC motor
HUYAir VLF-700	HUYAir VLF-700 Elite
HUYAir VLF-1200	HUYAir VLF-1200 Elite
HUYAir VLF-1500	HUYAir VLF-1500 Elite
HUYAir VLF-1800	HUYAir VLF-1800 Elite



## Tủ sạch/ Tủ cấy vi sinh

### ► Tủ Sạch Dòng Khí Thổi Ngang Với Ngăn Chặn Xâm Nhập Vách

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch.
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: IEST, ISO 14644.
- ✓ Động cơ AC hoặc DC
- ✓ Bảo hành : 03 năm.

### ► Tủ Sạch Dòng Khí Thổi Ngang Với Ngăn Chặn Xâm Nhập Vách | Model

AC motor	DC motor
HUYAir HLFP-900	HUYAir HLFP-900 Elite
HUYAir HLFP-1200	HUYAir HLFP-1200 Elite
HUYAir HLFP-1500	HUYAir HLFP-1500 Elite
HUYAir HLFP-1800	HUYAir HLFP-1800 Elite




## Tủ sạch/ Tủ cấy vi sinh

### ► Tủ Sạch Với Dòng Khí Thổi Ngang

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch.
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: IEST, ISO 14644.
- ✓ Động cơ AC hoặc DC
- ✓ Bảo hành : 03 năm.

### ► Tủ Sạch Với Dòng Khí Thổi Ngang | Model

AC motor	DC motor
HUYAir HLF-900	HUYAir HLF-900 Elite
HUYAir HLF-1200	HUYAir HLF-1200 Elite
HUYAir HLF-1500	HUYAir HLF-1500 Elite
HUYAir HLF-1800	HUYAir HLF-1800 Elite



## Tủ sạch/ Tủ cấy vi sinh

### ► Horizontal Laminar Flow Cabinet With High Chamber

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch.
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: IEST, ISO 14644.
- ✓ Động cơ DC
- ✓ Bảo hành : 03 năm.

Dành cho thiết bị lớn

### ► Tủ Sạch Dòng Khí Thổi Ngang Với Buồng Thao Tác Cao | Model

DC motor

HUYAir HLF – 1500 High Elite

## Tủ Thao Tác PCR

Tủ PCR là một thiết bị chuyên dụng, được thiết kế để bảo vệ các quá trình khuếch đại và phân tích DNA và RNA khỏi sự ô nhiễm từ môi trường. Với hệ thống luồng khí sạch và đèn tiệt trùng UV, tủ PCR tạo ra một môi trường vô trùng, ngăn ngừa nhiễm chéo và giúp duy trì độ chính xác cũng như độ tin cậy trong các phản ứng PCR.



## Tủ Thao Tác PCR

### ► Tủ Thao Tác PCR Với UV Và Dòng Khí Sạch

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch.
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: IEST, ISO 14644.
- ✓ Động cơ AC và DC
- ✓ Bảo hành : 03 năm.

### ► Tủ Thao Tác PCR Với UV Và Dòng Khí Sạch | Model

AC motor	DC motor
HUYAir PCR - 900	HUYAir PCR - 900 Elite
HUYAir PCR - 1200	HUYAir PCR - 1200 Elite
HUYAir PCR - 1500	HUYAir PCR - 1500 Elite



## Tủ Thao Tác PCR

### ► Tủ Thao Tác PCR Với UV

- ✓ Nhỏ gọn không lọc HEPA.
- ✓ Tính năng UV hẹn giờ.
- ✓ Bảo hành : 03 năm.



### ► Tủ Thao Tác PCR với UV | Model

UV timer

HUYAir PCR Eco

## Tủ an toàn sinh học

Tủ an toàn sinh học của LABone được thiết kế để bảo vệ người sử dụng, sản phẩm và môi trường khỏi các vật liệu nguy hại sinh học và nguy cơ nhiễm chéo. Được trang bị hệ thống lọc HEPA và kiểm soát luồng khí, tủ đảm bảo an toàn trong việc xử lý các tác nhân lây nhiễm tại các phòng thí nghiệm vi sinh và y sinh học.





## Tủ An Toàn Sinh Học Cấp I

### ► Tủ An Toàn Sinh Học, Cấp I

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 12469, NSF 49, ISO 14644
- ✓ Động cơ AC và DC
- ✓ Bảo hành : 03 năm.

### ► Tủ An Toàn Sinh Học, Cấp I | Model

AC motor	DC motor
HUYAir Bio1-900	HUYAir Bio1-900 Elite
HUYAir Bio1-1200	HUYAir Bio1-1200 Elite
HUYAir Bio1-1500	HUYAir Bio1-1500 Elite
HUYAir Bio1-1800	HUYAir Bio1-1800 Elite



## Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II

### ► Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A1

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 12469, NSF 49, ISO 14644
- ✓ Động cơ DC
- ✓ Bảo hành : 03 năm.

### ► Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A1 | Model

DC motor
HUYAir Bio2-1200 A1 Prime
HUYAir Bio2-1500 A1 Prime
HUYAir Bio2-1800 A1 Prime



## Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II

### ► Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch
- ✓ Thiết kế nhỏ gọn
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 12469, NSF 49, ISO 14644
- ✓ Động cơ AC
- ✓ Bảo hành : 03 năm.

### ► Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2 | Model

AC motor

HUYAir Bio2Eco



## Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II

### ► Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 12469, NSF 49, ISO 14644
- ✓ Động cơ AC hoặc DC
- ✓ Bảo hành : 03 năm.

### ► Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2 | Model

AC motor	DC motor
HUYAir Bio2-900	HUYAir Bio2-900 Elite
HUYAir Bio2-1200	HUYAir Bio2-1200 Elite
HUYAir Bio2-1500	HUYAir Bio2-1500 Elite
HUYAir Bio2-1800	HUYAir Bio2-1800 Elite





## Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II

### ► Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch
- ✓ Cấu trúc: 2 lớp, bên trong làm bằng thép không gỉ SUS 304 hoặc SUS 316
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 12469, NSF 49, ISO 14644
- ✓ Động cơ DC
- ✓ Bảo hành : 03 năm.

### ► Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2 | Model

DC motor
HUYAir Bio2-1200 A2 Prime
HUYAir Bio2-1500 A2 Prime
HUYAir Bio2-1800 A2 Prime



## Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II

### ► Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 12469, NSF 49, ISO 14644
- ✓ Động cơ DC
- ✓ Bảo hành : 03 năm.

Dành cho thiết bị lớn

### ► Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2 | Model

DC motor
HUYAir Bio2-1200 A2 Prime
HUYAir Bio2-1500 A2 Prime
HUYAir Bio2-1800 A2 Prime



## Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II

### ► Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại B2

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch
- ✓ Cấu trúc: 2 lớp, bên trong làm bằng thép không gỉ SUS 304 hoặc SUS 316
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 12469, NSF 49, ISO 14644
- ✓ Động cơ DC
- ✓ Bảo hành : 03 năm.

### ► Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại B2 | Model

DC motor
HUYAir Bio2-1200 B2 Prime
HUYAir Bio2-1500 B2 Prime
HUYAir Bio2-1800 B2 Prime

## Tủ Hút Khí Độc

Tủ hút khí độc của LABone được thiết kế để thông gió an toàn các loại khói, hơi và khí độc hại phát sinh trong quá trình thí nghiệm. Với hệ thống luồng khí mạnh mẽ và vật liệu chịu hóa chất, tủ đảm bảo an toàn cho người sử dụng và bảo vệ môi trường. Đây là giải pháp lý tưởng để xử lý các chất dễ bay hơi trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, hóa chất và công nghiệp.





## Tủ Hút Khí Độc

### ► Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110
- ✓ Bảo hành 03 năm

### ► Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống | Model

HUYAir FH-1200
HUYAir FH-1500
HUYAir FH-1800



## Tủ Hút Khí Độc

### ► Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110
- ✓ Bảo hành 03 năm

### ► Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống | Model

HUYAir FH-1200 Elite
HUYAir FH-1500 Elite
HUYAir FH-1800 Elite



## Tủ Hút Khí Độc

### ► Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110
- ✓ Bảo hành 03 năm

Dành cho thiết bị lớn

### ► Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống | Model

HUYAir FH-2400 SS
-------------------



## Tủ Hút Khí Độc

### ► Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110
- ✓ Bảo hành 03 năm

### ► Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon | Model

AC motor
HUYAir DFH-700
HUYAir DFH-900
HUYAir DFH-1200
HUYAir DFH-1500



## Tủ Hút Khí Độc

### ► Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110
- ✓ Bảo hành 03 năm

### ► Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon | Model

DC motor	
	HUYAir DFH-1200 Elite
	HUYAir DFH-1500 Elite
	HUYAir DFH-1800 Elite



## Tủ Cân Mẫu Bột

### ► Tủ Cân Mẫu Bột

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch.
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: IEST, ISO 14644.
- ✓ Bảo hành : 03 năm.

### ► Tủ Cân Mẫu Bột | Model

AC motor	DC motor
HUYAir PWB-900	HUYAir PWB-900 Elite
HUYAir PWB-1200	HUYAir PWB-1200 Elite



## Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học LABone

Địa chỉ: Số 228/13/3 Nguyễn Thị Lăng, Ấp Phú Lợi, Xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Hotline: 0978 782 147 | Email: info@labone.vn | TAX: 0312088377