



www.labone.vn

CATALOGUE

THIẾT BỊ VI SINH



Mục Lục

Thiết Bị Chuẩn bị & Xử lý mẫu	Page 02
Máy dập mẫu vi sinh	Page 02
Máy pha loãng theo trọng lượng	Page 02
Thiết Bị Phân phối và pha loãng môi trường	Page 03
Máy phân phối chất lỏng tự động	Page 03
Bơm phân phối môi trường	Page 04
Thiết Bị Ủ ấm & Lưu trữ	Page 05
Tủ ấm CO2	Page 05
An toàn & Ngăn chặn xâm nhập	Page 06
Tủ sạch/ Tủ cấy vi sinh	Page 06
Tủ thao tác PCR	Page 08
Tủ an toàn sinh học, Cấp I	Page 10
Tủ an toàn sinh học, Cấp II	Page 10
Tủ hút khí độc	Page 13



► THIẾT BỊ CHUẨN BỊ VÀ XỬ LÝ MẪU

Được thiết kế để chuẩn bị và chuẩn hóa mẫu cho phân tích vi sinh. Các thiết bị này giúp nâng cao độ chính xác, tính lặp lại và hiệu quả trong quy trình làm việc.

Máy Dập Mẫu Vi Sinh

Máy dập mẫu vi sinh mạnh mẽ, được thiết kế để trộn và đồng nhất mẫu vi sinh vật một cách nhanh chóng và tiện lợi. Với khả năng hoạt động hiệu quả, sản phẩm mang lại kết quả chính xác trong quá trình chuẩn bị mẫu, đáp ứng mọi nhu cầu của ngành công nghiệp sinh học và y tế.

Máy Dập Mẫu Vi Sinh

► Model KingBlender 400



- ✓ Thiết kế nhỏ gọn.
- ✓ Thể tích dập mẫu 50 – 400 mL.
- ✓ Trang bị: cửa mở 270°, khay chống tràn, cảm biến rò rỉ chất lỏng.
- ✓ Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình cảm ứng.
- ✓ Tích hợp IoT để theo dõi trên ứng dụng điện thoại.

Máy Pha Loãng Theo Trọng Lượng

Máy pha loãng theo trọng lượng là thiết bị tự động pha loãng mẫu một cách nhanh chóng và chính xác, dựa trên nguyên tắc pha loãng theo trọng lượng.

Máy Pha Loãng Theo Trọng Lượng

► Model KingGraviDilu



- ✓ Đầu bơm Watson Marlow mạnh mẽ, bền bỉ
- ✓ Cánh tay robot tự động hoá thao tác
- ✓ Bàn cân có độ chính xác cao
- ✓ Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình cảm ứng
- ✓ Tích hợp máy quét barcode, máy in để quản lý dữ liệu
- ✓ Tích hợp IoT để theo dõi trên ứng dụng điện thoại

▶ THIẾT BỊ PHÂN PHỐI VÀ PHA LOÃNG MÔI TRƯỜNG

Các thiết bị tự động dùng để chuẩn bị và phân phối môi trường nuôi cấy. Những thiết bị này giúp giảm sai sót thủ công, tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất trong các phòng thí nghiệm có cường độ công việc cao.



Máy Phân Phối Chất Lỏng Tự Động


Máy phân phối chất lỏng tự động là giải pháp chuyên nghiệp cho phòng thí nghiệm, cho phép phân phối nhanh chóng và chính xác nhiều mẫu theo thể tích cài đặt, tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm nguy cơ nhiễm bẩn và sai sót, đảm bảo vô trùng và chính xác.



Máy Phân Phối Chất Lỏng Tự Động

▶ Model KingTubeAuto-B


- ✓ Đầu bơm Watson Marlow mạnh mẽ, bền bỉ
- ✓ Khay chống tràn chất lỏng
- ✓ Nút dừng khẩn cấp đảm bảo an toàn
- ✓ Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình cảm ứng



Máy Phân Phối Chất Lỏng Tự Động

► Model KingTubeAuto-M

- ✓ Đầu bơm Watson Marlow mạnh mẽ, bền bỉ
- ✓ khay chống tràn chất lỏng
- ✓ Nút dừng khẩn cấp đảm bảo an toàn
- ✓ Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình cảm ứng



Máy Phân Phối Chất Lỏng Tự Động

► Model KingTubeAuto-H

- ✓ Đầu bơm Watson Marlow mạnh mẽ, bền bỉ
- ✓ khay chống tràn chất lỏng
- ✓ Nút dừng khẩn cấp đảm bảo an toàn
- ✓ Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình cảm ứng

Bơm Phân Phối Môi Trường

Bơm phân phối môi trường là một thiết bị bơm nhu động có độ chính xác cao, hỗ trợ phân phối các loại chất lỏng một cách nhanh chóng và hiệu quả, là một công cụ lý tưởng cho các phòng thí nghiệm và cơ sở nghiên cứu, sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm.



Bơm Phân Phối Môi Trường

► Model KingPump1

- ✓ Đầu bơm Watson Marlow mạnh mẽ, bền bỉ
- ✓ Tích hợp súng bơm cầm tay
- ✓ Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình cảm ứng
- ✓ Tích hợp máy quét barcode, máy in để quản lý dữ liệu
- ✓ Tích hợp IoT để theo dõi trên ứng dụng điện thoại

Bơm Phân Phối Môi Trường

► Model KingPump2



- ✓ Tích hợp 02 đầu bơm Watson Marlow mạnh mẽ, bền bỉ
- ✓ Tích hợp súng bơm cầm tay
- ✓ Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình cảm ứng
- ✓ Tích hợp máy quét barcode, máy in để quản lý dữ liệu
- ✓ Tích hợp IoT để theo dõi trên ứng dụng điện thoại

► THIẾT BỊ Ủ ẤM VÀ LƯU TRỮ

Các thiết bị này cung cấp môi trường được kiểm soát cho việc ủ mẫu, sấy khô hoặc nuôi cấy, đóng vai trò thiết yếu trong việc phát hiện và phân tích vi sinh.

Tủ Ấm CO₂

Tủ ấm CO₂ là một giải pháp tiên tiến, mang đến môi trường kiểm soát CO₂ cao cấp, hoàn hảo cho việc nuôi cấy và phát triển các tế bào, vi sinh, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng như nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất dược phẩm



Tủ Ấm CO₂

► CO₂ Incubator

- ✓ Công nghệ IR đo CO₂ hiện đại, chính xác
- ✓ Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình cảm ứng
- ✓ Kết nối USB để trích xuất dữ liệu
- ✓ Tích hợp IoT để theo dõi trên ứng dụng điện thoại

► Model

AIC2 186

► MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC SẠCH VÀ AN TOÀN

Các thiết bị này đảm bảo môi trường làm việc không nhiễm bẩn và an toàn cho các hoạt động vi sinh. Chúng cung cấp sự bảo vệ cho mẫu, người sử dụng và không gian phòng thí nghiệm.

Tủ sạch/ Tủ cấy vi sinh

Tủ sạch/ tủ cấy vi sinh là một sản phẩm thiết bị hiện đại được thiết kế để tạo ra môi trường làm việc sạch và không nhiễm bẩn, thích hợp cho các ứng dụng trong lĩnh vực y tế, nghiên cứu, sản xuất và các ngành công nghiệp khác,



Tủ sạch/ Tủ cấy vi sinh

► Tủ Sạch Với Dòng Khí Thẳng Đứng

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch.
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: IEST, ISO 14644.
- ✓ Động cơ AC hoặc DC
- ✓ Bảo hành : 03 năm.

► Tủ Sạch Với Dòng Khí Thẳng Đứng | Model

AC motor	DC motor
HUYAir VLF-700	HUYAir VLF-700 Elite
HUYAir VLF-1200	HUYAir VLF-1200 Elite
HUYAir VLF-1500	HUYAir VLF-1500 Elite
HUYAir VLF-1800	HUYAir VLF-1800 Elite



Tủ sạch/ Tủ cấy vi sinh

► Tủ Sạch Dòng Khí Thổi Ngang Với Ngăn Chặn Xâm Nhập Vách

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch.
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: IEST, ISO 14644.
- ✓ Động cơ AC hoặc DC
- ✓ Bảo hành : 03 năm.

► Tủ Sạch Dòng Khí Thổi Ngang Với Ngăn Chặn Xâm Nhập Vách | Model

AC motor	DC motor
HUYAir HLFP-900	HUYAir HLFP-900 Elite
HUYAir HLFP-1200	HUYAir HLFP-1200 Elite
HUYAir HLFP-1500	HUYAir HLFP-1500 Elite
HUYAir HLFP-1800	HUYAir HLFP-1800 Elite




Tủ sạch/ Tủ cấy vi sinh

► Tủ Sạch Với Dòng Khí Thổi Ngang

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch.
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: IEST, ISO 14644.
- ✓ Động cơ AC hoặc DC
- ✓ Bảo hành : 03 năm.

► Tủ Sạch Với Dòng Khí Thổi Ngang | Model

AC motor	DC motor
HUYAir HLF-900	HUYAir HLF-900 Elite
HUYAir HLF-1200	HUYAir HLF-1200 Elite
HUYAir HLF-1500	HUYAir HLF-1500 Elite
HUYAir HLF-1800	HUYAir HLF-1800 Elite



Tủ sạch/ Tủ cấy vi sinh

► Horizontal Laminar Flow Cabinet With High Chamber

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch.
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: IEST, ISO 14644.
- ✓ Động cơ DC
- ✓ Bảo hành : 03 năm.

Dành cho thiết bị lớn

► Tủ Sạch Dòng Khí Thổi Ngang Với Buồng Thao Tác Cao | [Model](#)

DC motor

HUYAir HLF – 1500 High Elite

Tủ Thao Tác PCR

Tủ PCR là một thiết bị chuyên dụng, được thiết kế để bảo vệ các quá trình khuếch đại và phân tích DNA và RNA khỏi sự ô nhiễm từ môi trường. Với hệ thống luồng khí sạch và đèn tiệt trùng UV, tủ PCR tạo ra một môi trường vô trùng, ngăn ngừa nhiễm chéo và giúp duy trì độ chính xác cũng như độ tin cậy trong các phản ứng PCR.




Tủ Thao Tác PCR

► Tủ Thao Tác PCR Với UV Và Dòng Khí Sạch

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch.
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: IEST, ISO 14644.
- ✓ Động cơ AC và DC
- ✓ Bảo hành : 03 năm.

► Tủ Thao Tác PCR Với UV Và Dòng Khí Sạch | [Model](#)

AC motor	DC motor
HUYAir PCR - 900	HUYAir PCR - 900 Elite
HUYAir PCR - 1200	HUYAir PCR - 1200 Elite
HUYAir PCR - 1500	HUYAir PCR - 1500 Elite



Tủ Thao Tác PCR

► Tủ Thao Tác PCR Với UV

- ✓ Nhỏ gọn không lọc HEPA.
- ✓ Tính năng UV hẹn giờ.
- ✓ Bảo hành : 03 năm.



► Tủ Thao Tác PCR với UV | Model

UV timer

HUYAir PCR Eco

Tủ an toàn sinh học

Tủ an toàn sinh học của LABone được thiết kế để bảo vệ người sử dụng, sản phẩm và môi trường khỏi các vật liệu nguy hại sinh học và nguy cơ nhiễm chéo. Được trang bị hệ thống lọc HEPA và kiểm soát luồng khí, tủ đảm bảo an toàn trong việc xử lý các tác nhân lây nhiễm tại các phòng thí nghiệm vi sinh và y sinh học.





Tủ An Toàn Sinh Học Cấp I

► Tủ An Toàn Sinh Học, Cấp I

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 12469, NSF 49, ISO 14644
- ✓ Động cơ AC và DC
- ✓ Bảo hành : 03 năm.

► Tủ An Toàn Sinh Học, Cấp I | Model

AC motor	DC motor
HUYAir Bio1-900	HUYAir Bio1-900 Elite
HUYAir Bio1-1200	HUYAir Bio1-1200 Elite
HUYAir Bio1-1500	HUYAir Bio1-1500 Elite
HUYAir Bio1-1800	HUYAir Bio1-1800 Elite



Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II

► Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A1

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 12469, NSF 49, ISO 14644
- ✓ Động cơ DC
- ✓ Bảo hành : 03 năm.

► Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A1 | Model

DC motor
HUYAir Bio2-1200 A1 Prime
HUYAir Bio2-1500 A1 Prime
HUYAir Bio2-1800 A1 Prime



Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II

► Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch
- ✓ Thiết kế nhỏ gọn
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 12469, NSF 49, ISO 14644
- ✓ Động cơ AC
- ✓ Bảo hành : 03 năm.

► Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2 | Model

AC motor

HUYAir Bio2Eco



Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II

► Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 12469, NSF 49, ISO 14644
- ✓ Động cơ AC hoặc DC
- ✓ Bảo hành : 03 năm.

► Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2 | Model

AC motor	DC motor
HUYAir Bio2-900	HUYAir Bio2-900 Elite
HUYAir Bio2-1200	HUYAir Bio2-1200 Elite
HUYAir Bio2-1500	HUYAir Bio2-1500 Elite
HUYAir Bio2-1800	HUYAir Bio2-1800 Elite



Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II

► Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch
- ✓ Cấu trúc: 2 lớp, bên trong làm bằng thép không gỉ SUS 304 hoặc SUS 316
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 12469, NSF 49, ISO 14644
- ✓ Động cơ DC
- ✓ Bảo hành : 03 năm.

► Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2 | Model

DC motor
HUYAir Bio2-1200 A2 Prime
HUYAir Bio2-1500 A2 Prime
HUYAir Bio2-1800 A2 Prime



Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II

► Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 12469, NSF 49, ISO 14644
- ✓ Động cơ DC
- ✓ Bảo hành : 03 năm.

Dành cho thiết bị lớn

► Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại A2 | Model

DC motor
HUYAir Bio2-1200 A2 Prime
HUYAir Bio2-1500 A2 Prime
HUYAir Bio2-1800 A2 Prime



Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II

► Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại B2

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch
- ✓ Cấu trúc: 2 lớp, bên trong làm bằng thép không gỉ SUS 304 hoặc SUS 316
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 12469, NSF 49, ISO 14644
- ✓ Động cơ DC
- ✓ Bảo hành : 03 năm.

► Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II, Loại B2 | Model

DC motor

HUYAir Bio2-1200 B2 Prime

HUYAir Bio2-1500 B2 Prime

HUYAir Bio2-1800 B2 Prime

Tủ Hút Khí Độc

Tủ hút khí độc của LABone được thiết kế để thông gió an toàn các loại khói, hơi và khí độc hại phát sinh trong quá trình thí nghiệm. Với hệ thống luồng khí mạnh mẽ và vật liệu chịu hóa chất, tủ đảm bảo an toàn cho người sử dụng và bảo vệ môi trường. Đây là giải pháp lý tưởng để xử lý các chất dễ bay hơi trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, hóa chất và công nghiệp.





Tủ Hút Khí Độc

► Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110
- ✓ Bảo hành 03 năm

► Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống | Model

HUYAir FH-1200

HUYAir FH-1500

HUYAir FH-1800



Tủ Hút Khí Độc

► Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110
- ✓ Bảo hành 03 năm

► Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống | Model

HUYAir FH-1200 Elite

HUYAir FH-1500 Elite

HUYAir FH-1800 Elite



Tủ Hút Khí Độc

► Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110
- ✓ Bảo hành 03 năm

Dành cho thiết bị lớn

► Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống | Model

HUYAir FH-2400 SS



Tủ Hút Khí Độc

► Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110
- ✓ Bảo hành 03 năm

► Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon | Model

AC motor
HUYAir DFH-700
HUYAir DFH-900
HUYAir DFH-1200
HUYAir DFH-1500



Tủ Hút Khí Độc

► Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

- ✓ Bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3-inch
- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110
- ✓ Bảo hành 03 năm

► Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon | Model

DC motor
HUYAir DFH-1200 Elite
HUYAir DFH-1500 Elite
HUYAir DFH-1800 Elite

Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học LABone

Địa chỉ: Số 228/13/3 Nguyễn Thị Lăng, Ấp Phú Lợi, Xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0978 782 147 | Email: info@labone.vn | TAX: 0312088377